

Prophylaxe

Von Prophylaxepasten in verschiedenen Ausführungen bis hin zu den passenden Bürsten: Wir bieten Ihnen ein umfassendes Spektrum in Sachen Prophylaxe. Setzen Sie auf professionelle Prophylaxelösungen – für alle Fälle, für alle Anforderungen. Alle Becht Prophylaxepasten sind gluten- und phthalatfrei.

Prophylaxepasten von BECHT

Einfach, schnell und zuverlässig.

Mit unseren Prophylaxepasten erreichen Sie einen wirksamen Schutz gegen Karies und Parodontalerkrankungen. Verfärbungen und selbst hartnäckige Plaque lassen sich leicht und schonend von den Zähnen entfernen. Die anschließende Endpolitur sorgt für saubere, glatte Oberflächen. Natriumfluorid unterstützt die Remineralisierung und beugt Entzündungen des Zahnfleisches vor. Der frische Minz-Geschmack macht die Behandlung sehr angenehm.



ProfiGuard

blau, zur schonenden Entfernung von Plaque und Verfärbungen, mit Natriumfluorid 0,2%

RDA 250

Tube mit 95 g

REF 480



ProfiPolish

gelb, für die Endpolitur natürlicher Zähne und Füllungen, mit Natriumfluorid 0,2%

RDA 40

Tube mit 95 g



REF 481

ProphyRepair All-in-one Prophylaxepaste

Die neue **ProphyRepair** setzt unverwechselbare Standards im Bereich der Prophylaxepasten – schonende Reinigung, effektive Feinpolitur und Remineralisierung des Zahnschmelzes in einer Prophylaxepaste, in einem Arbeitsgang.

ProphyRepair ist eine progressive Prophylaxepaste. Sie enthält Silikate, die sich bei der Anwendung von grob (Reinigung) zu fein (Politur) verändern. Das Plus an Hydroxylapatit stärkt den Zahnschmelz und vervollständigt eine professionelle Behandlung.



All-in-one

- ▼ Reinigung
- ▼ Politur
- ▼ Remineralisierung

**BEST
seller**



ProphyRepair

- ▼ angenehmer Minzgeschmack
- ▼ geringe Schaumbildung
- ▼ wasserlöslich
- ▼ gluten- und phthalatfrei
- ▼ mit Hydroxylapatit

weiß
RDA 34 (Endpolitur)
Tube mit 95 g

REF 486