

AIR-FLOW®

3.0



AIR-FLOW® handy 3.0

EMS⁺
ELECTRO MEDICAL SYSTEMS

AIR-FLOW® handy 3.0
ORIGINAL THERAPIE AIR-FLOW®

AIR-FLOW® handy 3.0

ORIGINAL THERAPIE AIR-FLOW® MIT NEUEM STANDARD IN EFFIZIENZ
UND FLEXIBILITÄT, ERGONOMIE UND DESIGN



PREMIUM 3.0 PROPHYLAXE

MOBILE PROPHYLAXE FÜR DIE HÖCHSTEN ANSPRÜCHE
IN DER MODERNEN, PROFESSIONELLEN ZAHNREINIGUNG
ÜBER DAS GESAMTE BEHANDLUNGSSPEKTRUM SUB-
UND SUPRAGINGIVAL

PROPHYLAXE HEUTE

OPTIONEN FÜR NEUEN THERAPIEERFOLG →



AIR-FLOW® handy 3.0 PREMIUM

> AIR-FLOW handy 3.0 PLUS mit zusätzlichem AIR-FLOW PERIO Handstück – immer bereit für sub- und supragingival mit den AIR-FLOW® Pulvern PERIO und PLUS



AIR-FLOW® handy 3.0 PLUS

> Optimal zur Anwendung bis zu 4mm Taschentiefe sowie im gesamten sichtbaren Zahnbereich – Flexibilität und Effizienz mit dem AIR-FLOW® Pulver PLUS



AIR-FLOW® handy 3.0 PERIO

> Optimal zur subgingivalen Anwendung tiefer als 4mm – einfache, gründliche Entfernung des Biofilms mit den AIR-FLOW® Pulvern PERIO und PLUS



AIR-FLOW® handy 3.0

> Spezialisiert auf alle supragingivalen Anwendungen – für optimale Ergebnisse im gesamten sichtbaren Zahnbereich mit den AIR-FLOW® Pulvern CLASSIC, CLASSIC COMFORT und SOFT



SCHÖN → SCHÖN LEICHT

FORM UND FUNKTION FÜR OPTIMALEN KOMFORT BEI DER ANWENDUNG

> Designed für freien Blick
auf das Behandlungsfeld




> Ausbalanciert für beste Handlichkeit



AIR-FLOW® handy 3.0

AIR-FLOW® handy 3.0

ORIGINAL THERAPIE AIR-FLOW®



**DIE ORIGINAL THERAPIE
AIR-FLOW® PERIO WIRKT
BIS IN DIE TIEFSTEN
PARODONTALTASCHEN –
BIOFILM VERSCHWINDET,
UND DAMIT MILLIONEN
VON POTENTIELLEN
KRANKHEITSERREGERN**

PERIO-Düse zur subgingivalen Anwendung – drei horizontale Düsenaustritte für Pulver-Luft-Gemisch, ein vertikaler Düsenaustritt für Wasser

IMPLANTATE →

PROPHYLAXE DURCH ORIGINAL THERAPIE AIR-FLOW®
MIT DEM AIR-FLOW® handy 3.0 PERIO



> Implantat, freiliegend
durch zurückgebildeten
Zahnknochen

- > Periimplantitis ist die Parodontitis der Implantatpatienten
- > Der Biofilm setzt sich am Implantat fest, es kommt zu periimplantären Entzündungen, in der Folge zur Zurückbildung des Zahnknochens und letztlich zum Verlust des Implantats
- > Regelmässige subgingivale Prophylaxe mit der Original Therapie AIR-FLOW® verhindert Periimplantitis



**AIR-FLOW®
EASY-FILL**
> Sicher,
sauber und
schnell



FULL-MOUTH AIR-FLOW® THERAPY

EIN GEMISCH AUS LUFT UND ORIGINAL AIR-FLOW®
PULVER* TRIFFT SICH MIT EINEM WASSERSPRAY
ZUR SCHNELLEN UND SCHMERZLOSEN ENTFERNUNG
VON ALLEN ZAHNBELÄGEN SOWIE VON BIOFILM
IN DER GESAMTEN MUNDHÖHLE – MINIMALABRASIV
UND STAUBFREI

*Alle Original AIR-FLOW® Prophylaxepulver werden im EMS-eigenen Labor entwickelt und kommen aus EMS-eigener Herstellung - für optimales Zusammenwirken mit allen Original AIR-FLOW® Handstücken



EMS-SWISSQUALITY.COM

EMS
ELECTRO MEDICAL SYSTEMS SA
Chemin de la Vuarpillière 31
CH-1260 Nyon

Tel. +41 22 99 44 700
Fax +41 22 99 44 701
welcome@ems-ch.com
www.ems-dent.com

EMS
ELECTRO MEDICAL SYSTEMS GmbH
Schatzbogen 86
D-81829 München

Tel. +49 89 42 71 610
Fax +49 89 42 71 61 60
info@ems-ch.de