

1

Twister mit direkter manueller Kontrolle, der Klassiker



3
JAHRE GARANTIE

CE



Twister

Flexibel aufstellbar

Durch seine kompakten Maße lässt sich der *Twister* flexibel aufstellen, ob als Wand- oder Tischgerät. Die integrierte Vakuumpumpe macht ihn vom Zugang einer Druckluftquelle völlig unabhängig.

100% Qualität der Misch- ergebnisse

Mit Vakuumpumpe (15 l / min.) und einer Drehzahl von 100–400 1/min. erzeugt der *Twister* optimale Misch-ergebnisse. Die Pumpe liefert konstant eine optimale Vakuumqualität. Rührzeit und Drehzahl können genauestens auch während des Mischens beeinflusst werden.

Parameter

- Vakuumanzeige
- Drehzahlregler
- Rührzeitregler
- Mischmotor (100 - 400 1/min.)
- Leistungsstarke Vakuumpumpe
- Anmischbecher in 5 Größen

Leistung

- 15 l/min Vakuuleistung: verlässlich, schnell und effizient zum Ergebnis

Einfaches Bedienkonzept

- Intuitives und sprachunabhängiges Bedienkonzept
- Sekundengenaue Eingabe der Rührzeit
- Einstellbare Drehzahl (100–400 1/min.)

Optimale Mischergebnisse

- Vakuumpumpe für homogene und blasenfreie Misch-ergebnisse
- Spezielle Paddelgeometrie für effiziente Mischergebnisse

Ergonomie und Sicherheit

- Becher mit Überlaufschutz
- Tageslichttaugliche LED 7-Segmentanzeige
- Gerät nahezu wartungsfrei
- Optional als Tischgerät

Das Zubehör zum *Twister* finden Sie auf den Seiten 38-39.

Technische Daten

Netzspannung	230 V / 120 V, 50/60 Hz
Schutzklasse nach IEC 536	1
Leistungsaufnahme	150 W
Förderleistung Vakuumpumpe / min	15 l
Drehzahl / min	100 - 400
Vakuum max. / Becherdruck abs.	≈ -870 mbar / ≈ 100 mbar
Gerätesicherung	T 1,6 A (230 V) / T 3,15 A (120 V)
Motorsicherung	T 8 A
Kabellänge	2 m (78.74 inch)
Maße (B x H x T)	140 x 325 x 230 mm (5.52 x 12.81 x 9.06 inch)
Gewicht	≈ 9,2 kg

Bezeichnung

Bezeichnung	Art. Nr.
<i>Twister</i> , 230 V, incl. 500-ml-Becher und Rührwerk	1820-0000
<i>Twister</i> , 120 V, incl. 500-ml-Becher und Rührwerk	1820-1000