

● POLIEREINHEITEN WP-Ex 3000 II UND WP-Ex 2000 II

Das Glanzstück für jedes Labor



WP-Ex 3000 II



WP-Ex 2000 II

Technische Informationen

Stark und unverwüßlich: Die Poliereinheiten WP-Ex 2000 II und WP-Ex 3000 II garantieren erstklassiges Polieren und Absaugen auch im kleinen Labor. Durch die kompakten Abmaße auf engstem Raum einsetzbar, überzeugen sie durch eine leistungsstarke und geräuscharme Absaugung und durchzugsstarke, langlebige sowie wartungsfreie Kurzschlussläufermotoren. Die integrierten Tageslicht LEDs und der hochwertige Sicherheitsglas-Sichtschutz sorgen für entspanntes Arbeiten und den richtigen Durchblick. Praktisch: Die Poliertröge aus weichem Gummi – sie lassen sich zum Reinigen besonders leicht entfernen. Die WP-Ex 3000 II hat ein klar strukturiertes Multifunktionsdisplay und einen regelbaren Poliermotor. Das Gerät ist zusätzlich mit einem Tageslicht LED-Spot ausgerüstet. Dieser ist für die WP-Ex 2000 II optional als Sonderzubehör erhältlich.

- kompakte und leistungsstarke Edelstahl-Poliereinheiten für den täglichen Laboreinsatz
- mantelgekühlter Motor, staubgeschützt
- WP-Ex 2000 II: 2 Schaltstufen, 1500 / 3000 min⁻¹, WP-Ex 3000 II: in Stufen regelbar von 750–6000 min⁻¹
- zwei extra große Mikro-Feinstaubfiltertaschen, leicht auswechselbar
- schlagfester, einstellbarer Sicherheitsglas-Sichtschutz
- integrierte Tageslicht LEDs
- WP-Ex 3000 II: zusätzlicher Taglicht-LED-Spot in der Grundausstattung enthalten
WP-Ex 2000 II: Tageslicht-LED Spot optional erhältlich
- zwei leicht herausnehmbare Vollgummi-Poliertröge
- integrierte Schublade
- leicht zu reinigen

Technische Daten und Zubehör

WP-Ex 3000 II	Artikel Nr.: 146979*
WP-Ex 2000 II	Artikel Nr.: 146978
Spannung*	220–240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme	2,8 A
Leistung	650 W
Lüfter	445 m ³ /h (freiblasend)
Maße (B x H x T)	680 x 486 (mit LED-Spot + 140 mm) x 527 mm* 680 x 486 x 527 mm
Gewicht mit Motor	52,0 kg
Schallpegel	≤ 65 dB (A)
Drehzahl	1500 / 3000 min ⁻¹ (zusätzlich 750–6000 min ⁻¹ regelbar)*

Lieferumfang	Artikel Nr.:
Bürstenspindel rechts	152022
Bürstenspindel links	152025
Zuleitung	592012
Mikro-Feinstaub-Filtertasche, 1 Satz = 2 Stück	611005
Poliertrog, 2 Stück	2 x 146503
Schublade (B 621 x H 23 x T 219 mm)	146388
Ablageschale (B 257 x H 40 x T 198 mm)	830409
Ablageschale (B 190 x H 17 x T 150 mm)	395004

Zubehör	Artikel Nr.:
Bürstenspindel rechts	152022
Bürstenspindel links	152025
Bürstenspindel 125 mm rechts	152043
Bürstenspindel 125 mm links	152044
Steinhalter rechts	152056
Steinhalter links	152057
Bohrfutter rechts 1-6 mm spannend	152049
Mikro-Feinstaub-Filtertasche, 1 Satz = 2 Stück	611005
Ablageschale (B 257 x H 40 x T 198 mm)	830409
Ablageschale (B 190 x H 17 x T 150 mm)	395004
Ansaugschutzgitter	146396
Tageslicht LED-Spot	146390
Sicherung 6,3 A MT	582013

*Andere Spannungen auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten



WP-Ex 3000 II/2000 II mit Ablageschale



WP-Ex 3000 II in der Grundausstattung mit LED-Spot und Multifunktionsdisplay

Die wichtigsten Features auf einen Blick

- kompakte und leistungsstarke Poliereinheiten
- durchzugsstarke, langlebige und wartungsfreie Kurzschlussläufermotoren
- 2 extra große, leicht austauschbare Mikro-Feinstaub-Filtertaschen
- Edelstahlgehäuse
- geräuscharm
- Not-Ausschalter und Wiederanlaufschutz garantieren Arbeitssicherheit

www.wassermann-dental.com