

Silent V4



Die Vierplatzabsaugung
stärker. reiner. leiser.

Renfert



Leise absaugen hoch⁴

- ▶ Optimale Saugleistung bei jedem Verbraucher durch automatische Nachregelung der benötigten Saugleistung.
- ▶ Lärmschutz für den Anwender aufgrund Schalldämmung und -dämpfung nach physikalischen und psychoakustischen Erkenntnissen.
- ▶ Maximaler Gesundheitsschutz und verlängerte Filterlebensdauer durch eine hoch effektive Feinfilterreinigung.
- ▶ Hohe Wirtschaftlichkeit durch Einsatz einer EC-Turbine ohne Wechsel von Kohlebürsten.

Bedienkonzept

- ▶ Intuitives und zentrales Bedienkonzept mit komfortablen LCD Display und zuverlässiger Einschaltautomatik.

Integration

- ▶ Integrierbar in vorhandenes Möbeldesign dank auswechselbarer Fronttür.

Weitere Features:

- ▶ Saugleistung am Arbeitsplatz nur bei Bedarf mittels vier getrennt steuerbaren Quetschventilen.
- ▶ Gesundheitsschutz durch Turbo- und Favoritenfunktion bei staubintensiven Anwendungen.
- ▶ Feinfiltermaterial mit einem Abscheidegrad von 99,9%
- ▶ Externe Quattro Control Box - Zentraler Anschluss aller Verbraucher ohne notwendige Verlängerungskabel.
- ▶ Externe Ablufführung optional erhältlich.

Technische Daten

Silent V4	Art. Nr. 2933 0000
zulässige Netzspannung/ -frequenz	230 V +/- 10%, 50/60Hz
Nennspannung/ Nennfrequenz	230 V 50 Hz
Leistungsaufnahme d. Saugturbine	1400 W
Min./ max. Anschlussdruck	4,5/ 8 bar
Volumenstrom (max.)	ca. 4000 l/min
LpA* (bei max. Volumenstrom)	63 dB(A)
Gewicht	ca. 45 kg
Maße (HxBxT)	750 x 350 x 590 mm
Füllvolumen Staubschublade	ca. 12 l
Lieferumfang	1x Silent V4, 1x Quattro Control Box

* Schalldruckpegel nach EN ISO 11202

Zubehör

Endmuffenset, 2 Stück	2921 0003
Externe Ablufführung Silent V4	2933 0002
Kühlluftschlauch	2933 0003
Set höhenverstellbare Füße	2933 0004
Umbauset Fronttür	2933 0005
Maus-Fernbedienung für Absaugungen	2933 0400
Maus-Fernbedienung Starterset	2933 0420
Saugschlauch 3m (inkl. Endmuffenset)	90003 4240
Saugschlauch 6m	90115 0823
Saugschlauch 9m	90215 0823