

Lösungen für die Zahnheilkunde

Ketac™ Molar

Glasionomer Füllungsmaterialien



Überraschend
solide

3M ESPE

Ein Material mit Überzeugungskraft

Sicher. Langlebig. Wirtschaftlich.

Ketac™ Molar ermöglicht Ihnen jetzt voll abrechenbare Versorgungen – bis zu limitiert kaulasttragenden Klasse II Indikationen. Aufgrund der hervorragenden mechanischen Eigenschaften kann auf ein zusätzliches Coating zukünftig verzichtet werden.



Kein Schutzlack

Aufgrund der hohen Biegefestigkeit von Ketac Molar kann auf ein zusätzliches Coating verzichtet werden



Abrechenbar über GKV

JETZT NEU bis zu einer limitiert kaulasttragenden Klasse II Füllung



Langzeitstabil

Die hohe Abrasionsbeständigkeit führt zu einem geringen Verschleiß des Materials



Dimensionsstabil

Kein Schrumpf aber zahnähnliche Temperaturexpansion

Mehr Flexibilität gleicher Preis¹

Bis zu **37%**

- Ketac Molar Aplicap **25% mehr Inhalt**
- Ketac Molar Quick Aplicap **37% mehr Inhalt**
- 3M ESPE hat die Füllmengen aller Aplicap Produkte deutlich erhöht. Daten auf Anfrage erhältlich.

¹3M ESPE UVP unverändert


Stark. Stärker. Ketac™ Molar.




Ketac Molar – das außergewöhnliche Glasionomer.

Im Vergleich zu anderen Glasionomer-Füllungsmaterialien ist die Überlegenheit von Ketac Molar in punkto Langlebigkeit bereits vielfach belegt. Aktuelle Studien stellen den Führungsanspruch in den Kategorien Abrasionsbeständigkeit und Biegefestigkeit erneut unter Beweis.

Biegefestigkeit




Biegefestigkeit



Vergleich der Biegefestigkeiten von beschichteten und unbeschichteten Prüfkörpern nach Wasserlagerung. Quelle: Interne Untersuchungen von 3M ESPE. Daten auf Anfrage bei 3M ESPE erhältlich. Kontaktinformationen siehe Rückseite.

² Bei Ketac™ Molar: Scotchbond™ Universal Adhesive (Schutzlack) als Beschichtung; Bei Equia™ Fil von GC: Equia™ Coat als Beschichtung


Abrasionsbeständigkeit



Quelle: Universität von Minnesota, Minneapolis, MN 2013. Vergleichende Abrasionsstudie von Glasionomer Materialien. Daten auf Anfrage bei 3M ESPE erhältlich. Kontaktinformation siehe Rückseite.

Erweiterte Indikationsvielfalt mit Ketac Molar und Ketac Molar Quick:

- Eingeschränkte Klasse I und Klasse II Füllungen,
- Uneingeschränkte Klasse III und Klasse V Füllungen,
- Fissurenversiegelungen, Milchzahnfüllungen und Unterfüllungen bzw. Stumpfaufbauten.



Mit weniger Kraft mehr erreichen!

Einfach praktisch: Die durchdachte neue Kapselöffnung von Ketac™ Molar Quick macht es Ihnen zukünftig leichter.

„Wesentlich angenehmer als beim alten Modell. Die Approximalräume sind so wesentlich besser aufzufüllen.“³

„Viel besser in punkto Platzierung und blasenfreiem Ausbringen des Material.“³

³Aussagen von dt. Zahnärzten nach Materialtest 2014, Daten auf Anfrage erhältlich.



Bestellinformationen



Ketac™ Molar Aplicap™ –
Refill Packungen



Ketac™ Molar Quick Aplicap™ –
Refill Packungen



CapMix™ Kapselmischgerät
230V/50 Hz EU



RotoMix™ 230V/50 Hz EU

| Art.-Nr. | Produktinformation |
|--|--|
| Ketac™ Molar Aplicap™ – Refill Packungen | |
| 56410 | 50 Kapseln sortiert in den Farben A1, A3, A4, DY0 |
| 56430 | 50 Kapseln, Farbe A1 |
| 56420 | 50 Kapseln, Farbe A3 |
| 56432 | 20 Kapseln, Farbe A1 |
| 56433 | 20 Kapseln, Farbe A3 |
| Ketac™ Molar Easymix (Handmischvariante) – Refill Packungen | |
| 56625 | 1 Pulver 12,5 g, Farbe A3 |
| 56628 | 1 Flüssigkeit 10 g |
| Ketac™ Molar Quick Aplicap™ – Refill Packungen | |
| 56369 | 50 Kapseln sortiert in den Farben A1, A2, A3, A4, B2 |
| 56366 | 50 Kapseln, Farbe A1 |
| 56363 | 50 Kapseln, Farbe A2 |
| 56364 | 50 Kapseln, Farbe A3 |
| 56361 | 20 Kapseln, Farbe A2 |
| 56360 | 20 Kapseln, Farbe A3 |
| CapMix™ Kapselmischgerät | |
| 76190 | 1 CapMix™ Kapselmischgerät 230V/50 Hz EU |
| RotoMix™ Kapselmischgerät | |
| 76300 | 1 RotoMix™ 230V/50 Hz EU |

www.3MESPE.de

3M ESPE

3M Deutschland GmbH
Standort Seefeld
3M ESPE · ESPE Platz
82229 Seefeld
Freecall: 0800 - 2 75 37 73
Freefax: 0800 - 3 29 37 73
info3mespe@mmm.com
www.3MESPE.de

3M (Schweiz) GmbH
3M ESPE Dental Products
Eggstr. 93 · CH-8803 Rüschlikon
Telefon: (044) 724 93 31
Telefax: (044) 724 92 38
3mespech@mmm.com
www.3MESPE.ch

3M Österreich GmbH
Kranichberggasse 4
A-1120 Wien
Telefon: (01) 86 686 434
Telefax: (01) 86 686 330
dental-at@mmm.com
www.3MESPE.at

3M, ESPE, Aplicap, CapMix, Ketac,
RotoMix und Scotchbond sind Marken von
3M Company oder 3M Deutschland GmbH.
Alle anderen Marken gehören
anderen Unternehmen.
©2014, 3M. Alle Rechte vorbehalten.
70210001718/03 (11.2014)