

**Saremco els duobond / Technische Daten**

Produktbeschreibung	HEMA- und TEGDMA-freies, dualhärtendes 2-Komponenten Self-Etch-Bond.
Zusammensetzung Base	ethoxyliertes BisGMA, Phosphorsäureacrylat, Initiatoren
Zusammensetzung Catalyst	Aceton, Wasser, Initiatoren
Konsistenz (gemischt)	niedrig viskos
Scherkraftbelastbarkeit (Dentin)	> 16 MPa (Rinderdentin)
Scherbelastbarkeit (Schmelz)	> 14 MPa (Rinderschmelz)