

thermaprep® 2

3-dimensionale Erwärmung
für eine 3-dimensionale Obturation



- 3-dimensionale Erwärmung
- Leuchtanzeigen und Signaltöne
- Langsam hochfahrende Obturatorhalter
 - Reinigungsmodus

thermaprep® 2

3-dimensionale Erwärmung für eine 3-dimensionale Obturation

3-dimensionale Erwärmung

Die Obturatoren werden innerhalb von Sekunden im Einzel- oder Dualmodus erwärmt.

In der Heizkammer erfolgt eine gleichmäßige, 3-dimensionale Erwärmung, bis der Obturator gebrauchsfertig ist. Ideal für die Obturation mehrerer Wurzelkanäle.

Leuchtanzeigen und Signaltöne

LED-Anzeigen und Signaltöne zeigen Statusänderungen an.



Langsam hochfahrende Obturatorhalter

Die Halter fahren die Obturatoren präzise und geführt in die Heizkammer hinein und wieder heraus.

Reinigungsmodus

Im Reinigungsmodus erwärmt sich der Ofen. Guttapercha-Reste werden in der Heizkammer erweicht und lassen sich leichter entfernen.

- Der Ofen erwärmt die Obturatoren in 20 bis 49 Sekunden, abhängig von ihrer Größe.
- Ein eingebauter Timer gibt einen Signalton ab, wenn der Obturator die korrekte Temperatur erreicht hat.
- Der Obturator wird dann 90 Sekunden auf der korrekten Temperatur gehalten.

thermaprep® 2 Ofen

Inhalt:

- ThermoPrep® 2 Ofen
- ThermoFil® Verifier Sortiment 20-45 REF A 0175
- ThermoFil® Obturatoren Seitenzahn-Kit 20 St. REF A 0167
- Reinigungsbürste
- zusätzliche Gehäuse-Aufkleber*

EU 230V REF A 0176 230 002 00
UK 230V REF A 0176 230 002 33
115V REF A 0176 115 002 00

thermaprep® 2 Ofen kit für ProTaper® Universal

Inhalt:

- ThermoPrep® 2 Ofen
- ProTaper® Universal Obturatoren F1 6 St. REF A 1411
- ProTaper® Universal Obturatoren F2 20 St. REF A 1411
- ProTaper® Universal Obturatoren F3 6 St. REF A 1411
- Reinigungsbürste
- zusätzliche Gehäuse-Aufkleber*

EU 230V REF A 0176C 230 002 00
UK 230V REF A 0176C 230 002 33
115V REF A 0176C 115 002 00

thermaprep® 2 Ofen – Kit für ThermoFil®

Inhalt:

- ThermoPrep® 2 Ofen
- ThermoFil® Verifier Sortiment 20-45 REF A 0175
- ThermoFil® Obturatoren Seitenzahn-Kit 20 St. REF A 0167
- Reinigungsbürste
- zusätzliche Gehäuse-Aufkleber*

EU 230V REF A 0176A 230 002 00
UK 230V REF A 0176A 230 002 33
115V REF A 0176A 115 002 00

thermaprep® 2 Ofen kit für wave•one™

Inhalt:

- ThermoPrep® 2 Ofen
- wave•one™ Obturatoren Klein 6 St. REF A 1700
- wave•one™ Obturatoren Standard 20 St. REF A 1700
- wave•one™ Obturatoren Groß 6 St. REF A 1700
- Reinigungsbürste
- Zusätzliche Gehäuse-Aufkleber*

EU 230V REF A 0176B 230 002 00
UK 230V REF A 0176B 230 002 33
115V REF A 0176B 115 002 00

* Der ThermoPrep® 2 Ofen eignet sich sowohl für ThermoFil® Obturatoren als auch für ProTaper® Universal Obturatoren, wave•one™ Obturatoren und GT® SeriesX Obturatoren. Jede Version enthält zusätzliche Gehäuse-Aufkleber, mit denen sich der Ofen an das verwendete System anpassen lässt.

Vertrieb durch:



Dentsply Tulsa Dental Specialties
608 Rolling Hills Drive
Johnson City, TN 37604

Hergestellt in den Niederlanden