

Prophylaxe

Von der Paste bis zu den passenden Bürsten in verschiedenen Ausführungen: Wir bieten Ihnen ein umfassendes Spektrum in Sachen Prophylaxe. Setzen Sie auf professionelle Prophylaxe-Lösungen – für alle Fälle, für alle Anforderungen.

Prophylaxepasten

Einfach, schnell und immer zuverlässig:

Mit unseren Prophylaxepasten erreichen Sie einen wirksamen Schutz gegen Karies und Parodontalerkrankungen. Verfärbungen und selbst hartnäckige Plaque lassen sich leicht und schonend von den Zähnen entfernen. Die anschließende Endpolitur sorgt für saubere, glatte Oberflächen. Natriumfluorid unterstützt die Remineralisierung und beugt Entzündungen des Zahnfleisches vor. Das starke Plus: ProfiGuard bindet selbst Quecksilberdämpfe, die beim Polieren aus Amalgamfüllungen freigesetzt werden. Und der Minz-Geschmack macht die Behandlung auch für Ihre Patienten angenehmer.



ProfiGuard

blau, zur schonenden Entfernung von Plaque und Verfärbungen
Korngröße: RDA 250
Tube mit 95 g

Art. Nr. 480




ProfiPolish

gelb, für die Endpolitur natürlicher Zähne und Füllungen
Korngröße: RDA 40
Tube mit 95 g

Art. Nr. 481

Gummikelche

Sie besitzen Farbe, Format und jede Menge Flexibilität. Unsere Gummikelche überzeugen mit einer freundlichen Farbgebung, mit unterschiedlichen Formen und Härten. Ihre Unterseite ist ausgebildet und verhindert das Eindringen von Paste in den Prophylaktikkopf. Die Polierer bieten nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, da sie in jedem Winkelstück verwendet werden können.



Farbe	zum Aufschrauben	zum Aufstecken	montiert für Winkelstück
blau	Art. Nr. 201.3	Art. Nr. 203.3	Art. Nr. 205.3
gelb	Art. Nr. 201.4	Art. Nr. 203.4	Art. Nr. 205.4

⚠ Mit der Farbcodierung identifizieren Sie die jeweilige Härte des Gummis. Nutzen Sie die blauen Polierer zum Entfernen von Zahnbelag und zum Polieren, die gelben Polierer zum Entfernen von starkem Zahnbelag. Empfohlene Umdrehungszahl: 1.500 – 2.000 upm
Packungsinhalt: 24 Stück