

höchste Qualität zum Eco-Preis

blue eco lab putty

Additionsvernetzendes Labor-Silikon 1:1, knetbar



- Vielseitig einsetzbar, z.B. für Vorwälle, Fixierungen, Verschlüsselungen, Reparaturmodelle, Ausblockungen.
- Präzise Detailwiedergabe, form- und volumenstabil, **extrem hohe Endhärte, ca. 95 Shore A.**
- **Hitzebeständig** gegen Wasserdampf und bei Heißpolymerisation bis 200° C.
- **Sichere Dosierung** und Mischkontrolle, **kompatibel** mit allen Laborkunststoffen.

02568 Standardpackung

2 x 500 ml Base / Catalyst
2 St. Dosierlöffel

02467 Großpackung

2 x 3200 ml Base / Catalyst
2 St. Dosierlöffel

