

FSI-SLI Einsätze zur subgingivale Behandlung

- Moderne Parodontaltherapie
- Furkationen und Konkavitäten sind ideal erreichbar
- Passend für alle Cavitron-Ultraschallgeräte
- Weniger Gewebeschädigung durch geringen Durchmesser und optimale Adaptation an die Wurzeloberfläche
- Effiziente Plaque- und Konkremententfernung durch Ausnutzen des Ultraschalleffektes
- Verwendung im reduzierten Leistungsbereich „Blue Zone“
- Erhöhter Patientenkomfort durch die „Focus Spray Inserts“-Technologie
- Größerer Schutz vor Kreuzinfektionen
- Verbesserte Sicht durch reduzierten Spraynebel

Farbcodierung:

Hellgrünes Griffstück:	25 kHz – Standardgriff
Dunkelgrünes Griffstück:	30 kHz – Standardgriff
Pinkfarbenes Griffstück:	30 kHz – Bellissima, weicher, ergonomischer Griff

Typencodierung und Anwendungsgebiete:

Slimline (FSI-SLI), gerade

- Entfernung von leichten Konkrementen
- Reinigung von Taschen < 4 mm
- Für Patienten ohne Knochenabbau

Slimline (FSI-SLI), rechts und links

- Für leichtes parodontales Debridement
- Bietet ausgezeichneten Zugang in Taschen > 4 mm
- Optimale Anpassung an die Wurzeloberfläche

2-Pack Slimline (FSI-SLI je 1x rechts, links)

Artikelbeschreibung	REF
25 K FSI Slimline	455 029
30 K FSI Slimline	455 030
30 K FSI Bellissima soft grip	455 031

3-Pack Slimline (FSI-SLI je 1x gerade, rechts, links)

Artikelbeschreibung	REF
25 K FSI Slimline	455 032
30 K FSI Slimline	455 033
30 K FSI Bellissima soft grip	455 034

Artikelbeschreibung	gerade	10R (rechts)	10L (links)
25 K FSI Slimline	455 020	455 023	455 026
30 K FSI Slimline	455 021	455 024	455 027
30 K FSI Bellissima soft grip	455 022	455 025	455 028

Sub- und supragingivale Behandlung

- Entfernung von Zahnstein und Plaque
- Ausführung: dreifach gebogen mit graziler Spitze
- Gute Anpassung an schwer zugängliche Interdentalräume
- Verwendung im Leistungsbereich „Blue Zone“
- Verbesserte Sicht durch reduzierten Spraynebel
- Passend für alle 30 kHz Cavitron-Ultraschallgeräte

Artikelbeschreibung	REF
30 K FSI Slimline-1000	455 035

O-Ringe für Cavitron Inserts

Artikelbeschreibung	REF
O-Ringe	902 000

Cavitron® Slimline



FSI 25K Slimline



FSI 30K Slimline



Bellissima Soft Grip

Cavitron® Slimline 1000

