

Zerosil soft



Technisches Datenblatt

Zweckbestimmung : Additionsvernetzendes, zahnärztliches Abformsilikon zur
Anfertigung von Situations- und Einphasenabformungen.

Hersteller: Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Straße 31
59423 Unna / Germany

Zusammensetzung:

Pos	Chemische Bezeichnung
1	Polyvinylmethylsiloxane
2	Kieselsäure
3	Füllmaterial
4	Pigmente

Eigenschaften:

Farbe : orange
Härte Shore A : 40 ± 2
Konsistenz : Type 2: medium (nach ISO 4823)
Rückstellung nach Verformung : $> 99.6 \%$ (nach ISO 4823)
Lineare Maßänderung : $< 0.2 \%$ (nach ISO 4823)

Verarbeitungszeit : $\geq 2:00$ min bei 23°C
Entformbarkeit : 2:00 min bei 37°C
Abbindezeit : 4:00 min

Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Str. 31
59423 Unna / Germany
Tel.: 02303 / 8807-0
Fax: 02303 / 8807-55

info@dreve.de
www.dreve.com