

EVEFLEX



Set RA 209
Seite / Page: 51

EVEFLEX

Poliersystem für die Bearbeitung von EM-Legierungen, Amalgam und Kompositen.

Grey = 1. Stufe: Abtragen und Konturieren
Braun = 2. Stufe: Glätten
Grün = 3. Stufe: Hochglanzpolitur

EVEFLEX

Polishers for precious alloys, amalgam and composite.

Grey = 1st step: Removing and contouring
Brown = 2nd step: Smoothing
Green = 3rd step: High gloss polishing

Anwendungen / Applications

- Das System ist optimal auf die Bearbeitung von Edelmetall-Legierungen abgestimmt
- Amalgam und Komposite
- Ausarbeiten und Hochglanzpolieren

- Specially adapted for the processing of precious metal alloys
- Amalgam and composites
- Preparation and high gloss polishing

Eigenschaften / Characteristics

- Verschleißfester Polierer
- Kunstkautschukbindung

- Wear resistant polisher
- Synthetic rubber binder

EVEFLEX grob / coarse

Körnung / Grit: grob / coarse
Packung / Pack: 10, 100 Stück / piece
empf. / rec.: 7.000 - 12.000 min⁻¹
max.: 20.000 min⁻¹

Artikel-Bez.: / Item:
Artikel-Nr.: / Item No.:
Maße (mm): / Sizes (mm):

AF11	AF2K	AF1	AF3K	AF5W	AF6	AF7	A2	A3
4681	4672	4671	4673	4675	4676	4677	4692	4693
3 x 7,5	3 x 6	4 x 12	6,5 x 9,5	9 x 8	10 x 0,7	5 x 10	3 x 6,5	6 x 8

EVEFLEX mittel / medium

Körnung / Grit: mittel / medium
Packung / Pack: 10, 100 Stück / piece
empf. / rec.: 7.000 - 12.000 min⁻¹
max.: 20.000 min⁻¹

Artikel-Bez.: / Item:
Artikel-Nr.: / Item No.:
Maße (mm): / Sizes (mm):

BV11	BV2K	BV1	BV3K	BV4	BV5W	BV6	BV7	BV13	B2	B3
4781	4772	4771	4773	4774	4775	4776	4777	4783	4792	4793
3 x 7,5	3 x 6	4 x 12	6,5 x 9,5	5 x 16	9 x 8	10 x 0,7	5 x 10	5,5 x 16	3 x 6,5	6 x 8

EVEFLEX fein / fine

Körnung / Grit: fein / fine
Packung / Pack: 10, 100 Stück / piece
empf. / rec.: 7.000 - 12.000 min⁻¹
max.: 20.000 min⁻¹

Artikel-Bez.: / Item:
Artikel-Nr.: / Item No.:
Maße (mm): / Sizes (mm):

GH11	GH2K	GH1	GH3K	GH4	GH5W	GH6	GH7	GH13	G2	G3
4881	4872	4871	4873	4874	4875	4876	4877	4883	4892	4893
3 x 7,5	3 x 6	4 x 12	6,5 x 9,5	5 x 16	9 x 8	10 x 0,7	5 x 10	5,5 x 16	3 x 6,5	6 x 8