

# GC New Metal Strips

Metall-Finierstreifen



# Epitex

Kunststoff- Finier- und Polierstreifen



## New Metal Strips von GC

Farbcodierte Metallstreifen mit eingalvanisierten Aluminiumoxid-Partikeln zum approximalen Konturieren und Finieren von Füllungsmaterialien.

## Epitex von GC

Leichtes Finieren und Polieren von interdentalen Räumen, geeignet für Glasionomer- und Kompostfüllungen.

**GC**



## GC New Metal Strips

- Vorzüge**
- › Handlich, sehr flexibel und langlebig
  - › Hauchdünn und trotzdem reißfest
  - › Mehrfach sterilisier- und autoklavierbar
  - › Verschiedene Körnungen
  - › Verschiedene Breiten (2.6mm, 3.3mm, 4.0mm)

- Indikationen**
- › N° 200 (rot) Grobpräparation
  - › N° 300 (blau) Präparation
  - › N° 600 (grün) Finieren
  - › N° 1000 (gelb) Polieren



## GC Epitex

- Vorzüge**
- › Extrem dünn und flexibel, besonders reißfest
  - › Für sehr geringe interproximale Abstände geeignet
  - › Sehr langlebig
  - › Schleifpartikel mit dem Trägermaterial verschweißt
  - › Vier Körnungen
  - › Praktischer Streifenspender erhältlich
  - › Auch als Matrizenband erhältlich

- Indikationen**
- › Grob Präparation (blau)
  - › Mittel Finale Präparation (grün)
  - › Fein Finieren (grau)
  - › Extrafein Polieren (rosa)



Handelsformen:

GC New Metal Strips	
<b>Sortimentspackung</b>	
000267	GC New Metal Strips assortment Inhalt: 12 Stk. (je 1 Stk jeder Breite und jeder Körnung)
<b>Sortierte Packungen: Inhalt: 12 Stk. (je 4 Stk. in den Breiten 2.6mm, 3.3mm, 4.0mm)</b>	
000251	GC New Metal Strips Red Mesh N° 200 (140µm Grobpräparation)
000255	GC New Metal Strips Blue Mesh N° 300 (90µm Präparation)
000259	GC New Metal Strips Green Mesh N° 600 (70µm Finieren)
000263	GC New Metal Strips Yellow Mesh N° 1000 (50µm Polieren)
<b>6mm Packungen: (Inhalt: 12 Stk. á 6mm einer Körnung)</b>	
000268	GC New Metal Strips Red Mesh N° 200 (140µm Grobpräparation)
000269	GC New Metal Strips Blue Mesh N° 300 (90µm Präparation)
000270	GC New Metal Strips Green Mesh N° 600 (70µm Finieren)
000271	GC New Metal Strips Yellow Mesh N° 1000 (50µm Polieren)
GC Epitex	
<b>Sortimentspackung</b>	
000404	GC Epitex, Starter Kit
<b>Inhalt: Ständer mit Spender für alle erhältlichen Körnungen je 10 m (grob-blau, mittel-grün, fein-grau, X-fein-rot)</b>	
<b>Einzelpackungen: (Inhalt: 10m)</b>	
000409	GC Epitex Translucent Matrix (transparentes Matrizenband)
000405	GC Epitex Coarse (grob-blau)
000407	GC Epitex Medium (mittel-grün)
000406	GC Epitex Fine (fein-grau)
000408	GC Epitex X-Fine (x-fein-rosa)

### GC EUROPE N.V.

Head Office  
 Researchpark Haasrode-Leuven 1240  
 Interleuvenlaan 33 - B-3001 Leuven  
 Tel. +32.16.74.10.00  
 Fax. +32.16.40.48.32  
 info@gceurope.com  
<http://www.gceurope.com>

### GC GERMANY GmbH

Seifgrundstrasse 2 - D-61348 Bad Homburg  
 Tel. +49.61.72.99.59.60  
 Fax. +49.61.72.99.59.66.6  
<http://germany.gceurope.com>

### GC AUSTRIA GmbH

Tallak 124 - A-8103 Rein bei Graz  
 Tel. +43.3124.54020  
 Fax. +43.3124.54020.40  
 info@austria.gceurope.com  
<http://austria.gceurope.com>

### GC AUSTRIA GmbH

Swiss Office  
 Bergstrasse 31 - CH-8890 Flums  
 Tel. +41.81.734.02.70  
 Fax. +41.81.734.02.71  
 info@switzerland.gceurope.com  
<http://switzerland.gceurope.com>

