

Silagum- Comfort

Für dauerhaft weichbleibende Unterfütterungen.



 DMG



Für dauerhaft weichbleibende Unterfütterungen.


Silagum-Comfort ist ein dauerhaft weichbleibendes Unterfütterungsmaterial für totale, partielle und implantatverankerte Prothesen, das auf A-Silikonem basiert. Seine überzeugenden Vorteile: Das methacrylatfreie Produkt bietet einen sicheren Haftverbund mit allen handelsüblichen Prothesenwerkstoffen sowie eine hervorragende Reißfestigkeit. Dies wurde in einer unabhängigen Studie des renommierten Nordic Institute of Dental Materials (NIOM, Oslo) untersucht und bestätigt.*

Darüber hinaus ist Silagum-Comfort geruchs- und geschmacksneutral, für den Patienten ausgesprochen gut verträglich und gewährleistet dank seiner hohen Farbstabilität auch eine exzellente Ästhetik.

Vorteile

- Sehr guter Haftverbund zur Prothese
- Hohe Reißfestigkeit
- Neutraler Geruch und Geschmack
- Anwenderfreundliches Handling
- Dauerhaft weichbleibend
- Hohe Ästhetik durch Farbstabilität

Haftwerte zur Prothesenbasis



*Quelle: M. M. Mutluay und J. Eystein Ruyter, „Evaluation of bond strength of soft relining materials to denture base polymers“, Dental Materials 23 (2007) 1373 - 1381.



Einführungspackung

- 1 Kartusche à 25 ml
- 1 Automix-Dispenser, 5 Automix-Tips
- 1 Flasche Primer à 5 ml
- 2 Flaschen à 10 ml Varnish, 25 Brushes
- 5 Schleifer, 1 Halter REF 909087

Packung

- 1 Kartusche à 25 ml
- 5 Automix-Tips REF 909088
- 1 Kartusche à 50 ml
- 12 Automix-Tips REF 909951

Vorteilspackung

- 8 Kartuschen à 50 ml REF 909950

Zubehör

- 2 Flaschen à 10 ml Silagum-Comfort Varnish REF 909089
- 1 Flasche à 5 ml Silagum-Comfort Primer REF 909090
- 1 Automix-Dispenser Type 25 1:1 REF 110253
- 1 Automix-Dispenser Type 50 1:1 REF 909507
- 50 Automix-Tips Yellow 1:1 REF 909200
- 1 Silicone Trimming Set REF 909047
- 25 Schleifer, 1 Halter

DMG Ein Lächeln voraus.

DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH
Elbgaustraße 248 22547 Hamburg Germany
Fon: +49. (0)40.8 40 06-0 Fax: +49. (0)40.8 40 06-2 22
info@dmg-dental.com www.dmg-dental.com
Kostenfreies Service-Telefon: 08 00.3 64 42 62