



Hinter jedem erfolgreichen
Implantologen steht ein Implantmed



Implantmed von W&H

Ihr zuverlässiger Partner:
Mit Implantmed führen Sie
oralchirurgische Eingriffe in
den Bereichen Implantologie,
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
sicher und mit allerhöchster
Präzision durch.
Die Antriebseinheit von W&H
beeindruckt dabei mit einem

großen und gut lesbaren Display,
einer integrierten maschinellen
Gewindeschneide-Funktion und
einem leistungsstarken Motor.
Dieser garantiert, in Verbindung
mit einem Chirurgie Hand- und
Winkelstück von W&H, eine perfekte
Balance. Auch längeres Arbeiten
ohne Ermüdungserscheinungen

der Hand ist damit sichergestellt.
Kontrolliert wird Implantmed mit
einer einfach zu bedienenden
Fußsteuerung. Diese ermöglicht die
optimale Bewegungsfreiheit beider
Hände und Sie können sich voll und
ganz auf das Wesentliche
konzentrieren: Auf Ihren Patienten.



- > Leistungsstarker Motor
- > Großes, gut lesbares Display
- > Maschinelle Gewindeschneide-Funktion
- > Motor mit Kabel, thermodesinfizierbar und sterilisierbar



Für den täglichen Einsatz

Einfache Bedienung

Reduktion auf das Wesentliche:
Implantmed ist einfach und
unkompliziert zu bedienen.
Mit einem einfachen Drücken der

Plus- und Minus-Tasten werden die
einzelnen Werte verändert, die auf
dem großen Display klar und
übersichtlich dargestellt werden.



Leistungsstarker Motor

Mit einem Motordrehmoment
von 5,5 Ncm und einem
Motordrehzahlbereich von
300 – 40.000 rpm stellt Implantmed
seine Leistungsstärke

eindrucksvoll unter Beweis. Für die
nötige Sicherheit sorgt dabei die
automatische Drehmomentkontrolle,
die sich von 5 – 70 Ncm
einstellen lässt.



Ermüdungsfreies Arbeiten

Die Kombination von leichtem
Motor und ergonomisch
geformten Winkelstück ist
perfekt ausbalanciert.

Sie können längere Zeit ohne
Ermüdungserscheinungen und
Verkrampfungen der Hand arbeiten.



Maschinelle Gewindeschneide-Funktion

Die Gewindeschneide-Funktion
unterstützt Sie beim Setzen von
Implantaten bei hartem Knochen.
Durch das Vorschneiden eines

Gewindes wird die Kompression auf
den Knochen minimiert und die
stressfreie Einheilung des
Implantates wird dadurch begünstigt.



Empfohlenes Zubehör: Chirurgische Hand- und Winkelstücke



W&H LED+ Mehr Farbe, mehr Kontrast

Der Farbwiedergabe-Index (CRI) ist ein wichtiger Aspekt künstlicher Beleuchtungsmittel. Ein hoher CRI-Wert trägt wesentlich zum menschlichen Wohlbefinden sowie der optischen Wahrnehmung bei. Die perfekte Farbwiedergabe liegt bei einem Index von 100. Herkömmliche LEDs erreichen nur einen CRI zwischen 60 und 80.

Zudem weisen diese LEDs einen zu geringen Rotanteil auf. Die W&H LED Chirurgie-Instrumente bedienen sich jedoch einer neuen Technologie. Das Resultat ist ein CRI von mehr als 90, der eine kontrastreiche Farbwiedergabe erlaubt und nun auch die natürliche Wiedergabe von Rottönen im Mund ermöglicht.

Technische Daten

QR-Code mit dem
Mobiltelefon scannen
und mehr über das
Implantmed erfahren



Abb. Symbolfotos. Zusatz-Ausstattung und Inhalt der
gezeigten Zubehörteile sind nicht im Lieferumfang enthalten.

	Implantmed SI-923	Implantmed SI-915
Typ:		
Max. Drehmoment am rotierenden Instrument:	70 Ncm	70 Ncm
Netzspannung:	220 – 240 V	100 – 130 V
Netzsicherung:	2 x 250 V – T1,25AH	2 x 250 V – T1,25AH
Max. mechanische Abgabeleistung:	70 W	70 W
Max. Drehmoment am Motor:	5,5 Ncm	5,5 Ncm
Drehzahlbereich am Motor im Nennspannungsbereich:	300 – 40.000 min ⁻¹	300 – 40.000 min ⁻¹
Kühlmitteldurchflussmenge bei 100 %:	min. 90 ml/min	min. 90 ml/min
Fußsteuerung:	S-N1	S-N1

Fußsteuerung S-N1

Mit Programmweitschaltung,
Zu- und Abschaltung der
Kühlmittelpumpe, Links-/Rechtslauf,
Ein-Aus-Funktion und stufenlose
Regelung des Motors bis zur
vorgewählten Höchstdrehzahl.



Hersteller:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, Austria
t + 43 6274 6236-0
f + 43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Vertrieb:

W&H Deutschland GmbH
Raiffeisenstraße 3b
83410 Laufen, Deutschland
t + 49 8682 8967-0
f + 49 8682 8967-11
office.de@wh.com
wh.com

W&H Austria GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53
5111 Bürmoos, Austria
t + 43 6274 6236-239
f + 43 6274 6236-890
office.at@wh.com
wh.com

W&H CH-AG
Industriepark 9
8610 Uster, Schweiz
t + 41 43 4978484
f + 41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com