


GC GRADIA Core und GC Fiber Post

System für ästhetische Stumpfaufbauten und Befestigungen

Mit dem intelligenten Stumpfaufbausystem GC GRADIA Core und GC Fiber Post, können Sie Ihren Patienten nun dauerhafte Restaurationen anbieten, die wesentlich konservativer und schonender auf die verbleibende Zahnstruktur wirken. GC GRADIA Core und GC Fiber Post kombinieren Stumpfaufbauten und Befestigungen in einem Produkt mit idealer Handhabung. Das selbstzähende, dual-härtende Bondingsystem umfasst nur einen einzigen Arbeitsschritt, so dass die Endbearbeitung bereits 5 Minuten nach dem Auftragen beginnen kann.



Vorzüge und Eigenschaften

- Minimale Zahnvorbereitung aufgrund überragender Haftungseigenschaften mit weniger Schritten
- Minimale Vergrößerung des Wurzelkanals mit Zahnstiften von geringerem Durchmesser
- Befestigen und Stumpfaufbau mit einem einzigen Material

GC GRADIA Core

- Dual-härtend, zusätzlich sofort härtend bei in Kontakt treten mit SE Bond
- Ähnliche Schneideeigenschaften wie Dentin
- Minimierte Belastung der verbleibenden Zahnstruktur mit einer an Dentin angepassten Biegefestigkeit
- Bessere Röntgensichtbarkeit im Vergleich zum Zahnschmelz

Packungen

GC GRADIA Core und GC Fiber Post	
900515	"System Pack (1 GC GRADIA Core Kit, 1 GC Fiber Post Sortiment Kit, 1 GC GRADIA Core Kartuschendispenser, 1 GC Ceramic Primer)"
GC GRADIA Core	
900514	Intropack (1 GRADIA Core Kit, 1 GC GRADIA Core Kartuschendispenser)
003651	GC GRADIA Core Kit (1 GC GRADIA Core Kartusche 10 ml (20g), 1 SE Bonding Flüssigkeit A 3 ml, 1 SE Bond Flüssigkeit B 1.5 ml, 25 Micro-Tip Applikatoren, 1 Halter für Applikatoren, 1 Anmischschalen, 20 GC Automix Tips für Endo, 20 Applikationsspitzen)
003652	Nachfüllpackung (1 GC GRADIA Core Kartusche 10 ml (20g), 20 GC Automix Tips für Endo, 20 Applikationsspitzen)
003653	GC GRADIA Core SE Bond Flüssigkeit A Nachfüllpackung, 3 ml
003654	GC GRADIA Core SE Bond Flüssigkeit B Nachfüllpackung, 1.5 ml

GC Fiber Post	
900513	Intropack (1 GC Fiber Post Sortiment Kit, 1 GC Ceramic Primer)
400101	Sortiment Kit (15 GC Fiber Posts - 5 x 1.0 mm, 5 x 1.2 mm, 5 x 1.4 mm and 2 Bohrer - 1 x 1.2 mm, 1 x 1.4 mm)
Fiber Post Nachfüllpack	10 Fiber Posts in Blisterpackung jeder Größe von 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6
Bohrer Nachfüllpack	1 Stk. in jeder erhältlichen Größe 1.2, 1.4, 1.6
GC GRADIA Core und GC Fiber Post Zubehör	
900511	GC GRADIA Core Kartuschendispenser, 1 St.
001930	GC Ceramic Primer (2 x 2 ml Flüssigkeit)

GC Fiber Post

- Ausgezeichnete Lichtdurchlässigkeit fördert die Polymerisation der Paste, auch in tiefen Stiftkanälen. Die hohe Dichte der Glasfaserstifte (77% Gewichtsprozent) ohne strukturelle Defekte ermöglicht höchste Belastbarkeit.

