

## Saremco CSP / Technische Daten

Produktbeschreibung	Zweikomponenten-Primer für die Silanisierung silikatischer bzw. aluminiumoxidischer Keramiken
Composition	
silane base:	gamma-methacryloxypropyltrimethoxysilane
silane activator:	water, acetic acid
Mischverhältnis base : activator	2 : 1
Konsistenz	niedrig viskos
Scherhaftung polierte unbehandelte Feldspat-Glaskeramik (24h)	> 8 MPa

\* *M.Cattani-Lorente* , *A. Wiskot*, ADHESIVE EFFICACY OF TWO SILANES, Report 2010, University of Geneva, SECTION DE MEDECINE DENTAIRE, DEPARTEMENT DE PROTHESE DENTAIRE