

Untersuchungshandschuhe aus Latex
für hochinfektiöse Situationen
leicht gepudert, unsteril, beidhändig passend
für den Einmalgebrauch



Reference™



06/2008

thiuramfrei
hilfsstoffarm

MDD 93/42/EEC



EN 455-1,-2,-3

Rösner-Mautby
Meditrade GmbH
Kiefersfelden
GERMANY



Reference™

► Die Hautfreundlichkeit

Zur Herstellung von Latex-Handschuhen werden chemische Hilfsstoffe benötigt. Wir begrenzen diese Hilfsstoffe, um Allergien entgegenzuwirken:

- Kein Einsatz von Thiuramen und Thioharnstoffen
- Weitgehendes Auswaschen der Restchemikalien

Aus dermatologischer Sicht ist REFERENCE™ daher **qualitativ und quantitativ hilfsstoffarm**.

Einsatz möglich bei **Typ-IV-Allergien** (Thiurame und Thioharnstoffe). Wenden Sie sich bitte bei Allergiefragen zu Handschuhen an uns.

Dieses Produkt unterliegt ständiger unabhängiger Proteinkontrolle (EP) und wird von uns laufend auf Proteinreduzierung optimiert.

► Die Sicherheit

Diese Untersuchungshandschuhe entsprechen folgenden Anforderungen in Auslegung, Herstellung und Prüfung:

- der EU-Richtlinie des Rates 93/42 EWG (Medizinprodukte)
- den deutschen und österreichischen Medizinproduktegesetzen (MPG)
- den nationalen Vorschriften der EU-Mitgliedsstaaten
- den harmonisierten Normen zur EU-Richtlinie, darunter EN 455-1, -2, -3 (Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch) und EN 374-1, -2, -3 (Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen)
- der TRGS 540 (Sensibilisierende Stoffe) des BM für Arbeit u. Sozialordnung
- BGW und BUK (Bundesverband der Unfallkassen e.V.)
- den Empfehlungen führender Allergologen und Dermatologen

Hinweis: Unsere "Gentle Med Cremelotion W/O" ist prophylaktischer Schutz und sinnvolle Ergänzung zu Schutzhandschuhen.

| Größe | REF | Box | Karton | Europalette |
|------------------------|--------|-----------|----------|-------------|
| x-klein (XS = 5 - 5,5) | 1121XS | 100 Stück | 10 Boxen | 54 Karton |
| klein (S = 6 - 6,5) | 1121S | 100 Stück | 10 Boxen | 54 Karton |
| mittel (M = 7 - 7,5) | 1121M | 100 Stück | 10 Boxen | 54 Karton |
| groß (L = 8 - 8,5) | 1121L | 100 Stück | 10 Boxen | 54 Karton |
| x-groß (XL = 9 - 9,5) | 1121XL | 100 Stück | 10 Boxen | 54 Karton |