

I AM HYGIENIC



Ris|Kontrol®

Einwegansätze für Multifunktionsspritzen

**Hervorragende Hygiene –
kontrollierte Sicherheit**

KLINISCH GETESTETE INFEKTIONS

20 JAHRE INNOVATION
FÜR HYGIENE IN DER
ZAHNARZTPRAXIS

FLEXIBEL

- Flexible, sehr leicht zu biegende Ansätze
- Ohne Memory-Effekt: Die ideale Biegung bleibt bestehen



RUNDUMSCHUTZ

- Schutz für den Patienten und das gesamte Praxisteam
- Direkte Kontamination oder Kreuzkontamination können vermieden werden
- Hygienischer Einwegartikel

UMWELTVERTRÄGLICH

- Kunststoffansätze in Lebensmittelqualität
- Umweltfreundliches, vollständig recycelbares Material
- Verursachen bei ihrer Verbrennung keine Umweltbelastung

TROCKENE LUFT

Luft und Wasser gelangen aus der Kanüle über zwei getrennte Leitungen zum Ansatzende und sorgen für absolut trockene Luft.



ÖKONOMISCH

- Keine Reinigung, Desinfektion und Sterilisation und somit keine Rückverfolgung etc. erforderlich
- Große Zeitersparnis

UNIVERSAL

- Adapter* sind für alle Arten von Geräten erhältlich
- Adapter aus eloxiertem Aluminium, Propylux®, Edelstahl oder Kunstharz
- kann einfach auf die Kanüle der Einheit geschraubt oder gesteckt werden




* Medizinprodukt Klasse I

KONTROLLE

GERINGE
KEIMBELASTUNG:
DIE LÖSUNG FÜR EINE
BESSERE HYGIENE

Wiederverwendbare Ansätze lassen sich nicht leicht reinigen und sind dadurch auch schwer ordnungsgemäß zu sterilisieren. Nach Anwendung eines Standard-Sterilisationsprotokolls können in ihnen mehr Bakterien nachgewiesen werden als in Riskontrol®-Einwegansätzen ($p < 0,001$).¹




Darüber hinaus zeigt die Innenseite wiederverwendbarer Ansätze nach vielen Sterilisationszyklen Anzeichen von Korrosion. Durch die Rauheit des Wasserlumens kann es leicht passieren, dass sich Verunreinigungen, wie z. B. Bakterien, ansammeln.

Hygiene ist ein großer Vorteil für den Arzt und den Patienten. Mit Riskontrol® lassen sich Kreuzkontaminationen in Zahnarztpraxen minimieren und damit Patienten und Zahnärzte sicher schützen.

ABSOLUT TROCKENE
LUFT FÜR STARKE
DENTINHAFTUNG

Riskontrol® gibt vollkommen trockene Luft ab, was zum Trocknen der Dentinoberfläche in der adhäsiven Füllungstherapie unerlässlich ist.²



Trockene Luft für eine starke Dentinhaftung. Mit Riskontrol® können Sie ihre Multifunktionsspritzen auch weiterhin ohne Gefahr einer Kreuzkontamination optimal nutzen.

1. M. Inger, and al. Efficacy of air/water syringe tip sterilization. *Australian Dental Journal* 2014 ; 59 :87-92

2. A. Lau, and al. Effect of air moisture content on adhesion to dentine: a comparison of dental air/water syringe tips. *Eur. J. Prosthodont. Rest. Dent.* 2014; 22:137-41

Entdecken Sie unser umfangreiches Produktangebot

Art by Ris<Kontrol®

Nicht sterile Einwegansätze mit Duft

-  Ref. 201 701
-  Ref. 201 702
-  Ref. 201 703
-  Ref. 201 704
-  Ref. 201 700

Medizinprodukt Klasse I - CE



Classic by Ris<Kontrol®

Nicht sterile Einwegansätze

-  Ref. 201 665
-  Ref. 201 664
-  Ref. 201 667
-  Ref. 201 668
-  Ref. 201 666

Medizinprodukt Klasse I - CE



Stérile by Ris<Kontrol®

Sterile Einwegansätze


-  Ref. 201 770

Medizinprodukt Klasse I Steril (GMED) - CE 0459



Total Protec by Ris<Kontrol®

Nicht sterile Einwegansätze mit Schutzhülle

-  Ref. 201 750
-  Ref. 201 751

Medizinprodukt Klasse I - CE



Ecologic by Ris<Kontrol®

Nicht sterile Einwegansätze


-  Ref. 201 705

Medizinprodukt Klasse I - CE



Medizinprodukt Klasse I. Lesen Sie die Hinweise der Gebrauchsanweisung sorgfältig durch – Alle vorgeschriebenen Informationen für den richtigen Einsatz der Artikel sind in der Zusammenfassung der Produkteigenschaften auf der Firmen-Website erhältlich – Von den Krankenkassen nicht erstattungsfähig.
Erstellungsdatum: 10/2016
Hersteller: Produits Dentaires Pierre Rolland

EINFACHE INSTALLATION IN 3 SCHRITTEN



ACTEON® Germany GmbH | Industriestraße 9 | D-40822 Mettmann
Tel.: +49 (0) 21 04 / 95 65 10 | Fax: +49 (0) 21 04 / 95 65 11
E-Mail: info@de.acteongroup.com | www.de.acteongroup.com

PRODUITS DENTAIRE PIERRE ROLLAND SAS | A company of ACTEON Group
17 av. Gustave Eiffel | BP 30216 | 33708 MERIGNAC cedex | FRANCE
Tel.: + 33 (0) 556 34 06 07 | Fax: + 33 (0) 556 34 92 92
E-Mail: pierre-rolland@acteongroup.com | www.acteongroup.com

