

VITA VACUMAT® 6000 MP

Premium-Kombipressofen



VITA Farbnahme

VITA Farbkommunikation

VITA Farbproduktion

VITA Farbkontrolle

Stand 05.10



VITA

Produktbeschreibung

Der Premium-Kombipressofen VITA VACUMAT 6000 MP als Teil des modularen Ofensystems VITA VACUMAT New Generation bietet sämtliche Vorteile eines VITA VACUMAT 6000 M Keramikbrennofens mit zusätzlicher Pressfunktion. Der Ofen ist für alle auf dem Markt angebotenen dentalkeramischen Materialien und diverse Muffelsysteme einsetzbar.

Das Gerät zeichnet sich durch ein modernes, kompaktes Design und eine aus der Ferne sichtbare Betriebsstatusanzeige (LED Stab) aus.

Zur Steuerung des Ofens stehen die Bedienelemente VITA vPad comfort und VITA vPad excellence zur Auswahl. Sie bieten eine intuitive "One -Touch" Bedienung und die Möglichkeit der Mehr-ofensteuerung.

Vorteile

- **Wirtschaftlichkeit** - Steuerung von bis zu 4 Öfen mit nur einem Bedienteil
- **Zukunftssicherheit** - das System ist jederzeit um neue Module (Brenn- bzw. Kombipressöfen, Bedienteile, Zubehör) erweiterbar
- **Premium Qualität** mit innovativer Brenn- und Presstechnik
- neue Brennkammermaterialien, abgestimmt auf die bewährte Quarzgutmuffel – für eine homogenere Wärmeverteilung in der Brennkammer
- automatische Temperaturjustage bei jedem Programmstart
- Temperaturgenauigkeit +/- 1°C
- automatische Erkennung der Anzahl der eingesetzten Presspellets – für einen sicheren Pressvorgang
- 2 Jahre Gerätegarantie auf **alle Teile** inkl. Brennmuffel

VITA VACUMAT® 6000 MP



VITA vPad comfort

Steuerung von bis zu 2 Öfen VITA VACUMAT 6000 M bzw. VITA VACUMAT 6000 MP



VITA vPad excellence

Steuerung von bis zu 4 Öfen VITA VACUMAT 6000 M bzw. VITA VACUMAT 6000 MP

Leistungsbereich

- für alle dentalkeramische Materialien
- für Vakuum- und atmosphärische Brände
- für Ofenlötung bei Keramikarbeiten
- zum Pressen
- für Sonderprogramme wie z. B. Kristallisationsbrand

Technische Funktionen

- Service- und Überwachungsprogramme wie z. B. automatische Temperaturjustage vor jedem Programmstart, Temperatur- und Vakuumüberwachung, Betriebsstundenzähler für die Brennmuffel, integrierter Brenndatenspeicher für Qualität- und Servicezwecke
- automatische Funktion zur Vermeidung von Kondenswasser im Isoliermaterial und Reinigungsfunktion
- Spannungsausfallschutz, Nachtmodus
- Vakuumwert einstellbar, Vor- und Hauptvakuum einstellbar
- Liftüberwachung, Liftgeschwindigkeit einstellbar
- Liftpositionen zum Vortrocknen und langsamen Abkühlen frei einstellbar
- schnelles Abkühlen auf die Bereitschaftstemperatur

Lieferumfang

Gerät im Spezialkarton, 3 Brennschalen für diverse Muffelsysteme, 1 Anschlusskabel für Netzanschluss, 1 Anschlusskabel für Bedienteil VITA vPad, 1 LED Statusanzeige, 1 Druckluftschlauch, 1 Packung Brennt Träger A und B, 1 Packung Brennt untersätze G, 1 Ofenpinzette (25 cm), 1 Bedienungsanleitung

Hinweise

- zum Bedienen des Ofens benötigen Sie eines der folgenden Bedienelemente VITA vPad comfort oder VITA vPad excellence und eine Vakuumpumpe.
- für die pneumatisch betriebene Presseinrichtung ist ein Druckluftanschluss (mind. 5 bar) erforderlich.

Sonderzubehör

- für die Mehrföfensteuerung mit einem Bedienteil VITA vPad (ab dem 2. Ofen) ist 1 Switchbox (Art. 47009) erforderlich. Die Switchbox ist für den Anschluss von bis zu 4 Öfen geeignet.
- Vakuumpumpe in schalldämpfender Box
- farbige Seitenblenden in 6 Farben für die Individualisierung des VITA VACUMAT 6000 MP (Set 2 Stück)
- zusätzliche Brenngut-Ablagetische (Set 2 Stück)

Technische Daten	
Breite	230 mm
Tiefe	330 mm
Höhe	660 mm
Gehäuse	2 Designausführungen: Edelstahl u. Stahl lackiert in Anthrazit Optik
Gewicht	16,5 kg (Edelstahl), 14,5 kg (Stahl lackiert)
Brennraum-Durchmesser	90 mm
Brennraum-Höhe	55 mm
Brennraum-Temperatur	max. 1200°C
Elektrischer Anschluss	230 Volt AC, 50 Hz oder 100/110 Volt AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	max. 1,5 kW
Klassifikation	Schutzklasse 1

Bezeichnung	Art.-Nr.
VITA VACUMAT 6000 MP, 230 V , lackiert	DV6000MP220
VITA VACUMAT 6000 MP, 115 V , lackiert	DV6000MP110
VITA VACUMAT 6000 MP, 100 V , lackiert	DV6000MP100
VITA VACUMAT 6000 MP, 230 V , Edelstahl	DV6000MPE220
VITA VACUMAT 6000 MP, 115 V , Edelstahl	DV6000MPE110
VITA VACUMAT 6000 MP, 100 V , Edelstahl	DV6000MPE100
Vakuumpumpe 230 V	DVPU220
Vakuumpumpe 115 V	DVPU110
Vakuumpumpe 100 V	DVPU100
VITA vPad comfort	DVPADC
VITA vPad excellence	DVPADEX

Mehr Information zur VITA VACUMAT New Generation finden Sie unter www.myvacumat.com

VITA