


KaVo Spray®

Einer für alle.



KaVo. Dental Excellence.

Richtige Pflege spart Zeit, Geld und Ärger.

Der KaVo Spray entlastet Ihre tägliche Arbeit, ohne dabei ihre Umwelt zu belasten. Denn dieser Spray pflegt Ihre präzisen, hochwertigen KaVo Instrumente auf das Beste. Genau dort, wo es notwendig ist. Und das ohne FCKW. Die KaVo Intensiv-Pflege bietet aber noch mehr:

1. Sie sparen Platz und Kosten. Die 500 ml Inhalt des KaVo Spray ermöglichen ca. 350 Pflegezyklen.
2. Keine Verwechslungen. Nur ein KaVo Spray für alle KaVo INTRA-Winkelstücke, -Handstücke, -Köpfe und Turbinen.
3. Die beiden Mehrfachsprühdöpfe "Multiflex" und "INTRA" können immer wieder verwendet werden und lassen sich problemlos von der leeren auf die volle Dose wechseln. Das entlastet nicht nur das Portemonnaie, sondern schont auch die Umwelt.



Technische Daten:
KaVo Pflegespray mit umweltfreundlichem Treibmittel

Einzeldose KaVo Spray mit blauem Ring
· 500 ml Inhalt · umweltfreundliches Treibmittel · universell für KaVo DMI-Produkte verwendbar · Ohne Sprühkopf; wird nur in Packung zu 6 Dosen geliefert · 2112 · 411 9630

Packung KaVo Spray - 6 Dosen KaVo Spray à 500 ml · 2112 A · 0.411.9640

Sprühkopf für INTRA-Instrumente/
L-Motore/Turbinen mit Festanschluß
0.411.9911

Sprühkopf für Multiflex-System
0.411.9921



KaVo. Dental Excellence.