

ENDO-ABSAUGKANÜLEN

Luer Lock, steril
Apikale, seitliche Öffnung



NEU



ø 0,3|0,4 mm

1:1 Maßstab



0,3 x 32 mm Art.-Nr: 6271

0,4 x 32 mm Art.-Nr: 6270



transcodent.de

Sie machen Präzisionsarbeit.
Wir produzieren die Tools dafür.

ENDO-ABSAUGKANÜLEN

Luer Lock, steril Apikale seitliche Öffnung

Transcodent Endo-Absaugkanülen eröffnen vielfältige Optionen für die sichere und effektive Wurzelkanal-Spülung. Die neuartigen, vorderseitig verschlossenen Kanülen können sowohl zur aktiven Spülung mit einer Luer Lock Spritze als auch zur passiven Spülung eingesetzt werden. Bei der passiven Spülung wird die Endo-Absaugkanüle zur Apex-nahen Absaugung mit dem Transcodent Luer Lock Handstück verwendet.

EIGENSCHAFTEN

- Die apikale seitliche Öffnung ermöglicht die Spülung / Absaugung in unmittelbarer Apex-Nähe
- Vier Laser-Markierungen auf dem Kanülenrohr dienen als Tiefenorientierung
- Das Kanülenrohr ist leicht biegsam für den perfekten Zugang zur Kavität
- Empfohlen für die Verwendung mit dem Transcodent Luer Lock Handstück für Speichelsauger
- Steril, zur Einmal-Verwendung, einzeln im Container verpackt



VE: 25 Stück

Maße (Gauge)	Maße (mm)	Farbcode	Art.-Nr.	Inhalt pro Packung (Stück)
30 G	0,3 × 32	gelb	6271	25
27 G	0,4 × 32	grau	6270	25

Luer Lock Handstück

für Absaugkanülen | Art.-Nr.: FC0003100



Transcodent GmbH & Co. KG
Zum Kesselort 53
24149 Kiel

+49 (0) 431 / 979 979 - 0
info@transcodent.de
www.transcodent.de

transcodent®